



STUDIO MEDICO PNEUMOLOGICO
Via Marconi 17 – 20040 Roncello
Tel.039/6095096

Egregio Signor/Gentile Signora _____

Queste di seguito sono le istruzioni che le chiediamo di seguire per il corretto UTILIZZO DEL DISPOSITIVO HANDIHALER per l'assunzione del farmaco Spiriva



Descrizione di HandiHaler:

- 1 Cappuccio antipolvere
- 2 Boccaglio
- 3 Base
- 4 Pulsante di foratura
- 5 Camera centrale

1- Aprire il cappuccio antipolvere sollevandolo verso l'alto. Quindi aprire il boccaglio

2- Estrarre una capsula di Spiriva dal blister (solo immediatamente prima dell'uso) e inserirla nella camera centrale. Porre la capsula di Spiriva nella camera centrale (5) come illustrato. Non importa in quale modo sia orientata la capsula nella camera

3- Chiudere bene il boccaglio fino a quando non si sente un klik, lasciando aperto il cappuccio antipolvere.


4- Tenere il dispositivo handihaler con il boccaglio rivolto verso l'alto e premere a fondo una volta il bottone verde, quindi rilasciare. Questa azione crea un foro nella capsula che permette al farmaco di essere rilasciato durante l'inspirazione



5- Espirare completamente. Importante: evitare di respirare nel boccaglio



6- Portare il dispositivo Handihaler alla bocca e chiudere le labbra fermamente intorno al boccaglio. Tenere la testa ritta e inspirare lentamente e profondamente ma ad una velocità sufficiente a sentire vibrare la capsula. Inspirare fino a quando i polmoni non siano pieni: poi trattenere il respiro fino a quando possibile e nello stesso tempo togliere il dispositivo handihaler dalla bocca. Riprendere a respirare normalmente. Ripetere i punti 5 e 6 ancora una volta, ciò svuoterà completamente la capsula.



7- Aprire ancora il boccaglio. Far uscire la capsula utilizzata e gettarle. Chiudere il boccaglio e il cappuccio antipolvere per conservare il dispositivo Handihaler