



AMBULATORIO DI PNEUMOLOGIA

Informazioni sull'utilizzo del DISKUS-polvere



Il Diskus contiene 60 dosi di farmaco indicate dall'indicatore numerico di dose. I numeri da 5 a 0 sono indicati in rosso per segnalare che rimangono poche dosi.

Aprire il Diskus tenendo la parte esterna con una mano e posizionando il pollice dell'altra mano sull'apposito incavo come nella figura.



Caricare la dose facendo scorrere la leva fino a sentire lo scatto come indicato.



Espirare profondamente evitando di soffiare nel diskus, mettere il boccaglio tra le labbra ed inspirare profondamente, trattenendo successivamente il respiro per qualche secondo.

Sciacquare bene la bocca dopo l'utilizzo senza utilizzare colluttori, eventualmente, a giorni alterni, con acqua e bicarbonato.

Il DISKUS non richiede manutenzione e non è ricaricabile. Conservare il DISKUS in ambiente asciutto.

Informazioni elaborate dall'Ambulatorio di Pneumologia.

Studio presso: POLIMEDICA BRIANZA Srl, Via Ugo Foscolo 4, 20877 a Roncello (MB) - Tel.039/6957358

Mail: g.monzani@polimedicabrianza.it g.caiazzo@polimedicabrianza.it

Visita il nostro sito e iscriviti alla Newsletter: www.ambulatoriodipneumologia.it