

# AMBULATORIO DI PNEUMOLOGIA

## Informazioni sull'utilizzo del GENUAIR



Rimuovere il cappuccio dell'inalatore



Premere e **RILASCIARE** il tasto verde ed espirare completamente lontano dall'inalatore



Controllare che la finestrella di controllo colorata sia diventata **verde**, affinché la dose sia pronta per l'inalazione.

**SE LA FINESTRELLA DI CONTROLLO RIMANE ROSSA, PREMERE E RILASCIARE DI NUOVO IL TASTO**

Prima di avvicinare l'inalatore alla bocca, espirare completamente. Afferrare saldamente con le labbra il bocchaglio dell'inalatore Genuair ed inspirare **CON FORZA e PROFONDAMENTE** attraverso la bocca.



La respirazione con forza e profonda porta il medicinale nei polmoni attraverso l'inalatore. Durante l'inalazione si sentirà un "**CLIC**", che segnala l'uso corretto dell'inalatore Genuair. Continuare a inspirare anche dopo aver udito il "**CLIC**" dell'inalatore, per assicurarsi di assumere la dose completa.



Controllare che la finestrella di controllo sia diventata **rossa**, a conferma dell'avvenuta inalazione corretta dell'intera dose.

Richiudere il cappuccio protettivo premendolo nuovamente sul bocchaglio.

*L'inalatore Genuair è dotato di un indicatore di dosi che indica approssimativamente quante dosi rimangono nell'inalatore. L'indicatore di dosi si sposta lentamente verso il basso, indicando intervalli di 10 dosi (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0).*

*Quando nell'indicatore di dosi compare una banda a strisce rosse, significa che l'inalatore è quasi vuoto ed è necessario un nuovo inalatore Genuair.*

*Informazioni elaborate dall'Ambulatorio di Pneumologia.*

Studio presso: **POLIMEDICA BRIANZA Srl**, Via Ugo Foscolo 4, 20877 a Roncello (MB) - Tel.039/6957358

Mail: [g.monzani@polimedicabrianza.it](mailto:g.monzani@polimedicabrianza.it) [g.caiazzo@polimedicabrianza.it](mailto:g.caiazzo@polimedicabrianza.it)

Visita il nostro sito: [www.ambulatoriodipneumologia.it](http://www.ambulatoriodipneumologia.it)